

Przylepiec włókninowy 5 m x 2,5 cm

Wyrób medyczny

Produkt stosowany przede wszystkim do mocowania opatrunków, drenów i rurek. Cechuje się dużą przylepnością, nawet do skóry wilgotnej. Dzięki włókninowej tkaninie przepuszcza powietrze oraz parę wodną, przez co skóra może oddychać.

Sposób użycia

Odciąć lub oderwać fragment taśmy. Zaaplikować na czystą i suchą skórę.

Środki ostrożności

Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę. Wyrób jednorazowego użycia – nie stosować ponownie.

Zawartość opakowania

Plaster na rolce o długości 5 m, szerokości 2,5 cm, do cięcia.

Informacje dodatkowe

Wytwórca: Paso-Trading Sp. z o.o.

Wyprodukowano dla: Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.